

Mohawk TubePicker Version 96

High Speed Mechanical Tube Picker
Für SBS Racks im 96er Format



Ziath

1 Stück

Artikel-Nr.: 601520 | Ziath

18.028,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Produkttyp: Gefäß Picker automatisch

Verpackung: 1 Stück

Halbautomatischer TubePicker für 96er SBS-Racks

- Einfache Bedienung, intuitive Software
- Effizientes und schnelles Abarbeiten auch sehr umfangreicher Picklisten möglich! Keine kalten Hände mehr!
- Im Lieferumfang enthalten: Linear Barcode-Reader zur Identifizierung einzelner Racks
- Kombination mit Ziath Rack-Scanner Systemen (z.B. Mirage 2D-Code Rackscanner) erlaubt einfache Verifizierung gepickter Tubes direkt im Workflow der Mohawk-Software