

Schraubverschlüsse, gelb, transparent

mit Dichtring
DNA-, DNase-, RNasefrei



Beutel à 500 Stück
Artikel-Nr.: 710714T | Biozym

49,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: mit Dichtring
Farbe: gelb
Kategorie: Schraubverschlüsse
Verpackung: Beutel à 500 Stück

Passende Schraubverschlüsse für die Biozym Probenröhrchen aus dem Artikelnummernbereich 710690 bis 710709, Schraubverschlüsse mit eingelegtem Dichtring. Ohne Befestigungsschlaufe