


Schraubverschlüsse, weiß, Lip Seal

für externes Gewinde, für 10 ml Tube
Gefäße Art.-Nr. 761103, 761104



Specially designed
inner lip ensures
a leakproof seal



Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: 761115 | Biozym

90,80 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: Schraubverschlüsse
Farbe: weiß
Sterilität: unsteril
Verpackung: Beutel à 1000 Stück