


## Schraubverschlüsse, weiß, O-Ring Seal

für externes Gewinde, für 10 ml Tube  
Gefäße Art.-Nr. 761103, 761104



With silicone  
O-ring for the  
most secure seal



Beutel à 1000 Stück  
Artikel-Nr.: 761116 | Biozym

**231,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Deckel:** Schraubverschlüsse  
**Farbe:** weiß  
**Sterilität:** unsteril  
**Verpackung:** Beutel à 1000 Stück