


Schraubverschlüsse, weiß, O-Ring Seal

für externes Gewinde, für 10 ml Tube
Gefäße Art.-Nr. 761103, 761104



With silicone
O-ring for the
most secure seal



Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: 761116 | Biozym

231,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: Schraubverschlüsse
Farbe: weiß
Sterilität: unsteril
Verpackung: Beutel à 1000 Stück