

Spitzen, 10 µl, extra lang, farbl., steril

graduiert, Volumenbereich 0.1-20 µl
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei

10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: VT0058 | Biozym

43,90 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	XL
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	10 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück

Spitzenlänge: 45,8 mm

Pipettenspitze 10 µl extra lang

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:

Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>