

SafeSeal Spitzen, 10 µl, extra lang, steril

Filterspitzen, graduiert
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: VT0290 | Biozym

82,20 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Graduierung:	ja
Länge:	XL
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	10 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück

Spitzenlänge: 45,8 mm

SafeSeal Filterspitze ohne Low Binding

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:
Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>