

ClipTip 12.5 µl, pink, steril

für F1 ClipTip Pipetten 2 µl und 10 µl
E1-ClipTip Pipetten 12.5 µl (nicht 384er Format)



ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674561 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94410043

75,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Farbe: | farblos |
| Filter: | nein |
| Länge: | normal |
| Low Binding: | nein |
| Maximalvolumen: | 12.5 µl |
| Pipettenspitzen Linie: | Clip Tip |
| Spezialeigenschaften: | ClipTip |
| Sterilität: | steril |
| Verpackung: | 10 Racks à 96 Stück |

Pipettenspitzen ClipTip 12,5

- Länge 3,0 cm
- Volumenbereich 0,5-12,5 µl
- Farbcode pink

Passend für

- E1-ClipTip 1-Kanal 0,5-12,5 µl
- E1-ClipTip 8-Kanal 0,5-12,5 µl
- E1-ClipTip 12-Kanal 0,5-12,5 µl

- **Geringer Kraftaufwand zum Aufnehmen der Spitzen.** Ein leichter Kontakt und jede Spitze rastet sicher ein.
- **Geringe Retention.** Jede ClipTip Pipettenspitze nutzt eine spezielle Technologie für geringe Retention zur maximalen Probenrückgewinnung.

- **Bewährte Qualität:** Zertifiziert frei von Kontaminationen durch RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
- **Umweltfreundlich:** Unser Nachfüllsystem besteht aus Recycling-Komponenten und 30 % weniger Kunststoff.
- **CE-Kennzeichnung:** Das F1-ClipTip Pipettiersystem ist gemäß der IVD-Richtlinie in Europa CE-gekennzeichnet.
- **Einfache Identifikation und Nachverfolgbarkeit:** Aufgedruckte Chargennummer und Volumenangabe auf jedem Spitzeneinsatz sowie einfache Zuordnung der passenden Spitze zur Pipette über eine farbliche Kennzeichnung
- **Zertifizierung:** Produziert gem. ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485.