

ClipTip 12.5 µl, Filter, pink, steril

für F1 ClipTip Pipetten 2 µl und 10 µl
E1-ClipTip Pipetten 12.5 µl (nicht 384er Format)



ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674562 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94420043

84,80 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	12.5 µl
Pipettenspitzen Linie:	Clip Tip
Spezialeigenschaften:	ClipTip
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück

Pipettenspitzen ClipTip 12,5

- Länge 3,0 cm
- Volumenbereich 0,5-12,5 µl
- Farbcode pink

Passend für

- E1-ClipTip 1-Kanal 0,5-12,5 µl
- E1-ClipTip 8-Kanal 0,5-12,5 µl
- E1-ClipTip 12-Kanal 0,5-12,5 µl

- **Geringer Kraftaufwand zum Aufnehmen der Spitzen.** Ein leichter Kontakt und jede Spitze rastet sicher ein.
- **Geringe Retention.** Jede ClipTip Pipettenspitze nutzt eine spezielle Technologie für geringe Retention zur maximalen Probenrückgewinnung.

- **Bewährte Qualität:** Zertifiziert frei von Kontaminationen durch RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
- **Umweltfreundlich:** Unser Nachfüllsystem besteht aus Recycling-Komponenten und 30 % weniger Kunststoff.
- **CE-Kennzeichnung:** Das F1-ClipTip Pipettiersystem ist gemäß der IVD-Richtlinie in Europa CE-gekennzeichnet.
- **Einfache Identifikation und Nachverfolgbarkeit:** Aufgedruckte Chargennummer und Volumenangabe auf jedem Spitzeneinsatz sowie einfache Zuordnung der passenden Spitze zur Pipette über eine farbliche Kennzeichnung
- **Zertifizierung:** Produziert gem. ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485.