

ClipTip 30 µl, Filter, steril, lila 384er

für E1-ClipTip Pipetten 30 µl



ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 384 Stück
Artikel-Nr.: 674572 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94420103

614,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	30 µl
Pipettenspitzen Linie:	Clip Tip
Spezialeigenschaften:	ClipTip
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 384 Stück