

## ClipTip 125 µl, Filter, steril, gelb 384er

für E1-ClipTip Pipetten 125 µl



**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

10 Racks à 384 Stück

Artikel-Nr.: 674577 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94420153

**609,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	ja
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	125 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Clip Tip
<b>Spezialeigenschaften:</b>	ClipTip
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	10 Racks à 384 Stück