

## ClipTip 30 µl, lila 384er für E1-ClipTip Pipetten 30 µl



**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

10 Racks à 384 Stück  
Artikel-Nr.: 674570 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94410100

**383,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	30 µl
Pipettenspitzen Linie:	Clip Tip
Spezialeigenschaften:	ClipTip
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	10 Racks à 384 Stück

#### Pipettenspitzen ClipTip 30 im 384er Format

- Länge 4,4 cm
- Volumenbereich 1,0-30 µl
- Farbcode violett

#### Passend für

- E1-ClipTip 16-Kanal 1-30 µl
- E1-ClipTip Equalizer 384 8-Kanal 1-30 µl
- E1-ClipTip Equalizer 384 12-Kanal 1-30 µl
- **Geringer Kraftaufwand zum Aufnehmen der Spitzen.** Ein leichter Kontakt und jede Spitze rastet sicher ein.
- **Geringe Retention.** Jede ClipTip Pipettenspitze nutzt eine spezielle Technologie für geringe Retention zur maximalen Probenrückgewinnung.
- **Bewährte Qualität:** Zertifiziert frei von Kontaminationen durch RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin

- **Umweltfreundlich:** Unser Nachfüllsystem besteht aus Recycling-Komponenten und 30 % weniger Kunststoff.
- **CE-Kennzeichnung:** Das F1-ClipTip Pipettiersystem ist gemäß der IVD-Richtlinie in Europa CE-gekennzeichnet.
- **Einfache Identifikation und Nachverfolgbarkeit:** Aufgedruckte Chargennummer und Volumenangabe auf jedem Spitzeneinsatz sowie einfache Zuordnung der passenden Spitze zur Pipette über eine farbliche Kennzeichnung
- **Zertifizierung:** Produziert gem. ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485.