

## ClipTip 30 µl, steril, lila 384er für E1-ClipTip Pipetten 30 µl



**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

10 Racks à 384 Stück  
Artikel-Nr.: 674571 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94410103

**451,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	30 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Clip Tip
<b>Spezialeigenschaften:</b>	ClipTip
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	10 Racks à 384 Stück