

ClipTip 125 µl, steril, gelb 384er

für E1-ClipTip Pipetten 125 µl



ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 384 Stück

Artikel-Nr.: 674576 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94410153

443,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	125 µl
Pipettenspitzen Linie:	Clip Tip
Spezialeigenschaften:	ClipTip
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 384 Stück