


Cassette of 12 mm ULT Tape, White with Black Print

für LABELER, Länge: 20' (6 m), bis -196°C
(Flüssigstickstoff)



1 Stück

Artikel-Nr.: 55L9010-12ULT | Benchmark | Hersteller-Nr.: L9010-12ULT

32,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Breite: 12 mm
Produkttyp: -70°C Tape für LABELER
Tape-Farbe: weiß
Verpackung: 1 Stück