

APC anti-human CXCL9 (MIG)

Mouse IgG2a, kappa
J1015E10



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B357906 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 357906

271,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: ICFC
Clone: J1015E10
Format: APC
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

APC anti-human CXCL9 (MIG)

Clone: J1015E10
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Other_Names: MIG-1, MIG
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: APC
App_Abbrev: ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=12157>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>