

Purified anti-beta Catenin 1 (CTNNB1)

Mouse IgG1, kappa
12F7



BioLegend
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B844602 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 844602

231,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: ICFC, IHC-P, WB
Clone: 12F7
Format: PURE
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-beta Catenin 1 (CTNNB1)

Clone: 12F7

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Catenin (Cadherin-Associated Protein), Beta 1, 88 kD, CTNNB1, TNNB, MRD19, armadillo, catenin beta-1

Size: 100 µg

Reactivity: Human, Mouse, Rat

Format: PURE

App_Abbrev: WB, IHC-P, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=11979>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>