

96 Well 0.2 ml 8-Transformer Platte, weiß

schneidbar zu 8er oder 12er Streifen, barcoded
High Profile, DNA/DNase-, RNA/RNase-, Pyrogenfrei



Packung à 25 Platten = 2400 Tubes
Artikel-Nr.: 712542 | Biozym

91,50 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Jubiläumsaktion

Eigenschaften: Cutable

Farbe: weiß

Kategorie: 8er-Streifen, 12er-Streifen, 48-Well Platte, 96-Well Platte

Produktlinie: Premium Line

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 25 Platten = 2400 Tubes, Packung à 25 Stück = 2400 Tubes

Volumen: 0.2 ml