

96 Well 0.2 ml 8-Transformer Platte, farblos

schneidbar zu 8er oder 12er Streifen, High Profile
DNA-, DNase-, RNA-, RNase-, Pyrogenfrei



Vorteilspackung à 200 Platten (8 x 25 Platten)
Artikel-Nr.: 712540X | Biozym

752,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eigenschaften: Cutable

Farbe: farblos

Kategorie: 8er-Streifen, 12er-Streifen, 48-Well Platte, 96-Well Platte

Produktlinie: Premium Line

Profil: High Profile

Verpackung: Vorteilspackung à 200 Platten (8 x 25 Platten)

Volumen: 0.2 ml

Die Transformer Platten lassen sich kinderleicht in 8er oder 12er Streifen schneiden.

Sie sind als Low- oder High Profile Platten in farblos, frosted und weiß erhältlich.