


96 Well 0.1 ml 8-Transformer Platte, weiß

schneidbar in 8er oder 12er Streifen, barcoded
Low Profile, DNA-/DNase-, RNA-/RNase-, Pyrogenfrei



Packung à 25 Platten = 2400 Tubes
Artikel-Nr.: 712547 | Biozym

88,50 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote:Frühlingsaktion

Eigenschaften: Cutable

Farbe: weiß

Kategorie: 8er-Streifen, 12er-Streifen, 48-Well Platte, 96-Well Platte

Produktlinie: Premium Line

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 25 Platten = 2400 Tubes, Packung à 25 Stück = 2400 Tubes

Volumen: 0.1 ml