

Purified anti-Hepatitis B Surface Antigen (HBs...

Mouse IgG2b, kappa
A10F1



BioLegend
From Revvity

100 µg
Artikel-Nr.: B932302 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 932302

231,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: IHC-P, WB
Clone: A10F1
Format: PURE
Isotype: Mouse IgG2b, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg)

Clone: A10F1

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other_Names: HBsAg, Major surface protein, Large S protein, Hepatitis B Surface Antigen, ayw subtype, Australian antigen

Size: 100 µg

Reactivity: Hepatitis B virus

Format: PURE

App_Abbrev: IHC-P, WB

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=12434>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>