

## HandHeld mobile 2D Barcode Scanner

Ziath Handheld Intelligent 2D Barcode Scanner  
2D barcode scanning, pick list, sample creation



Ziath

1 Stück

Artikel-Nr.: 601090 | Ziath

**2.390,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion  
**Lesbare Rack Formate:** Einzelgefäße mit 2D Barcode  
**Produkttyp:** Einzeltube 2D Code Scanner  
**Technologie:** Kamera Scanner  
**Verpackung:** 1 Stück

#### Mobiler Handheld 2D Barcode Scanner

Nehmen Sie Ihren 2D Barcode Scanner mit dorthin, wo Sie gerade die Barcodes lesen wollen. Der W-LAN basierte neue Handheld 2D Barcode Scanner eröffnet eine neue Flexibilität.

Dieses Tablet-PC-basierende Gerät, das Sie mit einer Hand bedienen können, liest nicht nur Ihre Barcodes, sondern zeigt Ihnen auch Details zu Ihren Proben oder den Standort einzelner Proben an. Pick-Listen können auf das Gerät geladen und automatisiert abgearbeitet werden, so dass Fehler bei der Probenentnahme ausgeschlossen sind.