

Recombinant Human NGFR (TNFRSF16)-Fc Chimera (...)



BioLegend
From Revvity

25 µg
Artikel-Nr.: B754004 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 754004

203,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev:BA
Format: RECOM
Verpackung: 25 µg

Recombinant Human NGFR (TNFRSF16)-Fc Chimera (carrier-free)

Clone:
Isotype:
Other_Names: p75 neurotrophin receptor (p75NTR), Gp80-LNGFR, CD271, TNFRSF16
Size: 25 µg

Reactivity: Human
Format: RECOM
App_Abbrev: BA
Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=12473>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>