

Purified anti-mouse CD74 (CLIP)

Rat IgG2b, kappa
In1/CD74



BioLegend
From Revvity

500 µg

Artikel-Nr.: B151002 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 151002

259,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, IHC-F, IP, WB
Clone: In1/CD74
Format: PURE
Isotype: Rat IgG2b, kappa
Species of Origin: Rat
Verpackung: 500 µg

Purified anti-mouse CD74 (CLIP)

Clone: In1/CD74
Isotype: Rat IgG2b, kappa
Other_Names: CLIP, DHLAG, HLADG
Size: 500 µg

Reactivity: Mouse
Format: PURE
App_Abbrev: FC, IHC-F, IP, WB
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=12565>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>