

## Pipette, 1-Kanal, Sartorius Tacta, 0.3 - 3 µl

Increment 0.002 µl  
variables Volumen



 **sartorius**

1 Stück  
Artikel-Nr.: 655250 | Sartorius

**364,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Kanäle:** 1-Kanal  
**Kategorie:** Pipette  
**Marke:** Sartorius Tacta  
**Pipettenvolumen:** bis 3 µl  
**Produkteigenschaft:** manuell  
**Verpackung:** 1 Stück  
**Volumeneigenschaft:** variables Volumen

#### Tacta – Die erstklassige mechanische Pipette

Das Tacta Erlebnis – Ultimativ dank perfekter Abstimmung

- Dank ergonomischem Handgriff komfortabel zu halten
- Geringer Kraftaufwand für das Pipettieren und den Spitzenabwurf verringert das Risiko einer arbeitsbedingten Muskel- und Skeletterkrankung der oberen Extremitäten (WRULD\*)
- Das einzigartige Sartorius Optilock-System bietet Flexibilität für die Volumen Anpassung und die Arretierfunktion
- Kontrollierter und leichtgängiger Spitzenabwurf mit der neuen Optiject-Technologie von Sartorius
- Einfache Justierung durch den Anwender bei besonderen Flüssigkeiten für genaue Ergebnisse
- Leichte Reinigung, ermöglicht durch nur drei abnehmbare Teile
- Zuverlässige Ergebnisse, auch bei längerem Pipettieren

#### Lieferumfang:

- Tacta Pipette

- Sartorius Optifit Pipettenspitzen
- Werkzeug zur Justierung
- Kennzeichnungsetiketten
- Safe-Cone Filters (außer 3 und 10 µl Modelle)
- Fett
- Pipettenhalter
- Adapter für Pipetten-Karussell
- QC Zertifikat nach ISO ISO 8655-6
- Quick Start Guide