

Pipette, 1-Kanal, Sartorius Tacta, 500 - 5000 µl

Increment 5.0 µl
variables Volumen



 **sartorius**

1 Stück
Artikel-Nr.: 655256 | Sartorius

364,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: Sartorius Tacta
Pipettenvolumen: bis 5000 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

Tacta – Die erstklassige mechanische Pipette

Das Tacta Erlebnis – Ultimativ dank perfekter Abstimmung

- Dank ergonomischem Handgriff komfortabel zu halten
- Geringer Kraftaufwand für das Pipettieren und den Spitzenabwurf verringert das Risiko einer arbeitsbedingten Muskel- und Skeletterkrankung der oberen Extremitäten (WRULD*)
- Das einzigartige Sartorius Optilock-System bietet Flexibilität für die Volumen Anpassung und die Arretierfunktion
- Kontrollierter und leichtgängiger Spitzenabwurf mit der neuen Optiject-Technologie von Sartorius
- Einfache Justierung durch den Anwender bei besonderen Flüssigkeiten für genaue Ergebnisse
- Leichte Reinigung, ermöglicht durch nur drei abnehmbare Teile
- Zuverlässige Ergebnisse, auch bei längerem Pipettieren

Lieferumfang:

- Tacta Pipette

- Sartorius Optifit Pipettenspitzen
- Werkzeug zur Justierung
- Kennzeichnungsetiketten
- Safe-Cone Filters (außer 3 und 10 µl Modelle)
- Fett
- Pipettenhalter
- Adapter für Pipetten-Karussell
- QC Zertifikat nach ISO ISO 8655-6
- Quick Start Guide