

Pipette, 12-Kanal, Sartorius Tacta, 0.5 - 10 µl

Increment 0.01 µl
variables Volumen



1 Stück
Artikel-Nr.: 655275 | Sartorius

1.100,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 12-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: Sartorius Tacta
Pipettenvolumen: bis 10 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

Tacta – Die erstklassige mechanische Pipette

Das Tacta Erlebnis – Ultimativ dank perfekter Abstimmung

- Dank ergonomischem Handgriff komfortabel zu halten
- Geringer Kraftaufwand für das Pipettieren und den Spitzenabwurf verringert das Risiko einer arbeitsbedingten Muskel- und Skeletterkrankung der oberen Extremitäten (WRULD*)
- Das einzigartige Sartorius Optilock-System bietet Flexibilität für die Volumenanpassung und die Arretierfunktion
- Kontrollierter und leichtgängiger Spitzenabwurf mit der neuen Optiject-Technologie von Sartorius
- Einfache Justierung durch den Anwender bei besonderen Flüssigkeiten für genaue Ergebnisse
- Leichte Reinigung, ermöglicht durch nur drei abnehmbare Teile
- Zuverlässige Ergebnisse, auch bei längerem Pipettieren