


Cassette of 24 mm ULT Tape, White with Black Print

für LABELer, Länge: 20' (6 m), bis -196°C
(Flüssigstickstoff)



Benchmark Scientific

1 Stück
Artikel-Nr.: 55L9010-24ULT | Benchmark | Hersteller-Nr.: L9010-24ULT

46,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Breite: 24 mm
Produkttyp: -70°C Tape für LABELer
Tape-Farbe: weiß
Verpackung: 1 Stück