

Purified anti-human Adiponectin (Acrp30)

Mouse IgG2a, kappa
62-9



BioLegend
From Revvity

500 µg

Artikel-Nr.: B528702 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 528702

306,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: ELISA Capture
Clone: 62-9
Format: PURE
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 500 µg

Purified anti-human Adiponectin (Acrp30)

Clone: 62-9
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Other_Names: GBP-28, apM1, AdipoQ, and Acrp30
Size: 500 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: ELISA Capture
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=12729>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>