

## Spitzen Sartorius 200 µl, FlexiBulk Box

Länge Spitze = 51 mm  
DNase-, RNase-, Endotoxinfrei



Box à 960 Stück  
Artikel-Nr.: 674042 | Sartorius

**38,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	200 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Sartorius
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	Box à 960 Stück