

Spitzen Sartorius 350 µl, FlexiBulk Box

Länge Spitze = 54 mm
DNase-, RNase-, Endotoxinfrei



Box à 960 Stück
Artikel-Nr.: 674032 | Sartorius

43,60 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe: farblos
Filter: nein
Länge: normal
Low Binding: nein
Maximalvolumen: 350 µl
Pipettenspitzen Linie: Sartorius
Sterilität: unsteril
Verpackung: Box à 960 Stück

Alternative für 674031