

## Spitzen Sartorius 1000 µl, wide bore, Flexi Bulk

Länge Spitze = 68.5 mm  
DNase-, RNase-, Endotoxinfrei



1 Box à 480 Stück  
Artikel-Nr.: 674062 | Sartorius

**25,70 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Länge:</b>	lang
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	1000 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Sartorius
<b>Spezialeigenschaften:</b>	Cell Saver
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	1 Box à 480 Stück