

Spitzen Sartorius 1200 µl, FlexiBulk Box

Länge Spitze = 71.5 mm
DNase-, RNase-, Endotoxinfrei



1 Box à 480 Stück
Artikel-Nr.: 674072 | Sartorius

26,90 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	lang
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	1200 µl
Pipettenspitzen Linie:	Sartorius
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	1 Box à 480 Stück