

1-Kanal Picus 2, Volumen 50-1000 µl

mit USB-Kabel, CE Label
Elektronische Pipette



Pipettenhalter nicht im Lieferumfang enthalten



1 Stück
Artikel-Nr.: 663004N | Sartorius

689,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion
Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: Picus 2
Pipettenvolumen: bis 1000 µl
Produkteigenschaft: elektronisch
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

Konnektivität

Die Sartorius „Pipetting Mobile“ App kann optional genutzt werden – sie ermöglicht eine reibungslose Probenvorbereitung und kann auf Wunsch Ihre Pipetteneinstellung automatisch anpassen.

Arbeitet 2X schneller als mechanische Pipetten

Dank Multi-Dispensiermodus und anderen Modi können Zeiten und Arbeitsschritte sowohl für Ein- und Mehrkanalmodellen reduziert werden.

8 Modi für vielseitige und anspruchsvolle Pipettieranwendungen

Speichern Sie die sich wiederholende Arbeiten und nutzen und kombinieren Sie mehrere Pipettiermodi - vom Pipettieren und Verdünnen bis hin zum seriellen Dispensieren.

Optimale und immer wieder reproduzierbare Pipettierergebnisse - Unabhängig von der Benutzererfahrung

Die vollelektronischen Pipettierfunktionen sowie die deutlich präzisere und gleichmäßigere Kolbenbewegung im Vergleich zu mechanischen Pipetten garantieren beste Pipettierergebnisse.

Ihre Vorteile von Picus® 2

100g – So leicht wie mechanische Pipetten

Das geringe Gewicht und der ergonomische Griff des Picus® 2 erleichtern das Pipettieren, insbesondere bei langen Pipettierserien.

95% Leichtere Einsatzkräfte - Reduziert die Belastung von Hand und Handgelenk, Belastungen und Verletzungen

1 : 1.000

Eine Stunde Akkuladung - 1.000 Pipettierzyklen

Ihre Picus 2 ist immer bereit zum Pipettieren. Das „Turbo“ Aufladen ermöglicht Pipettieren, wenn es von Ihnen gefordert wird – egal ob Tag oder Nacht.