

## 8-Kanal Picus 2, Volumen 50 - 1200 µl

mit USB-Kabel, CE Label  
Elektronische Pipette



Pipettenhalter nicht im Lieferumfang enthalten



1 Stück

Artikel-Nr.: 663014N | Sartorius

**1.400,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Kanäle:** 8-Kanal  
**Kategorie:** Pipette  
**Marke:** Picus 2  
**Pipettenvolumen:** bis 1200 µl  
**Produkteigenschaft:** elektronisch  
**Verpackung:** 1 Stück  
**Volumeneigenschaft:** variables Volumen

#### Konnektivität

Die Sartorius „Pipetting Mobile“ App kann optional genutzt werden – sie ermöglicht eine reibungslose Probenvorbereitung und kann auf Wunsch Ihre Pipetteneinstellung automatisch anpassen.

#### Arbeitet 2X schneller als mechanische Pipetten

Dank Multi-Dispensiermodus und anderen Modi können Zeiten und Arbeitsschritte sowohl für Ein- und Mehrkanalmodellen reduziert werden.

#### 8 Modi für vielseitige und anspruchsvolle Pipettieranwendungen

Speichern Sie die sich wiederholende Arbeiten und nutzen und kombinieren Sie mehrere Pipettiermodi - vom Pipettieren und Verdünnen bis hin zum seriellen Dispensieren.

#### Optimale und immer wieder reproduzierbare Pipettierergergebnisse - Unabhängig von der Benutzererfahrung

Die vollelektronischen Pipettierfunktionen sowie die deutlich präzisere und gleichmäßigere Kolbenbewegung im Vergleich zu mechanischen Pipetten garantieren beste Pipettierergergebnisse.

#### Ihre Vorteile von Picus® 2

## **160g (8-Kanal) – So leicht wie mechanische Pipetten**

Das geringe Gewicht und der ergonomische Griff des Picus® 2 erleichtern das Pipettieren, insbesondere bei langen Pipettierserien.

**95% Leichtere Einsatzkräfte** - Reduziert die Belastung von Hand und Handgelenk, Belastungen und Verletzungen

**1 : 1.000**

## **Eine Stunde Akkuladung - 1.000 Pipettierzyklen**

Ihre Picus 2 ist immer bereit zum Pipettieren. Das „Turbo“ Aufladen ermöglicht Pipettieren, wenn es von Ihnen gefordert wird – egal ob Tag oder Nacht.