

## 12-Kanal Picus 2, Volumen 10 - 300 µl

mit USB-Kabel, CE Label  
Elektronische Pipette



Pipettenhalter nicht im Lieferumfang enthalten



1 Stück  
Artikel-Nr.: 663018N | Sartorius

**1.190,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion  
**Kanäle:** 12-Kanal  
**Kategorie:** Pipette  
**Marke:** Picus 2  
**Pipettenvolumen:** bis 300 µl  
**Produkteigenschaft:** elektronisch  
**Verpackung:** 1 Stück  
**Volumeneigenschaft:** variables Volumen

#### Konnektivität

Die Sartorius „Pipetting Mobile“ App kann optional genutzt werden – sie ermöglicht eine reibungslose Probenvorbereitung und kann auf Wunsch Ihre Pipetteneinstellung automatisch anpassen.

#### Arbeitet 2X schneller als mechanische Pipetten

Dank Multi-Dispensiermodus und anderen Modi können Zeiten und Arbeitsschritte sowohl für Ein- und Mehrkanalmodellen reduziert werden.

#### 8 Modi für vielseitige und anspruchsvolle Pipettieranwendungen

Speichern Sie die sich wiederholende Arbeiten und nutzen und kombinieren Sie mehrere Pipettiermodi - vom Pipettieren und Verdünnen bis hin zum seriellen Dispensieren.

#### Optimale und immer wieder reproduzierbare Pipettierergebnisse - Unabhängig von der Benutzererfahrung

Die vollelektronischen Pipettierfunktionen sowie die deutlich präzisere und gleichmäßigere Kolbenbewegung im Vergleich zu mechanischen Pipetten garantieren beste Pipettierergebnisse.

## **Ihre Vorteile von Picus® 2**

### **190g (12-Kanal) – So leicht wie mechanische Pipetten**

Das geringe Gewicht und der ergonomische Griff des Picus® 2 erleichtern das Pipettieren, insbesondere bei langen Pipettierserien.

**95% Leichtere Einsatzkräfte** - Reduziert die Belastung von Hand und Handgelenk, Belastungen und Verletzungen

**1 : 1.000**

### **Eine Stunde Akkuladung - 1.000 Pipettierzyklen**

Ihre Picus 2 ist immer bereit zum Pipettieren. Das „Turbo“ Aufladen ermöglicht Pipettieren, wenn es von Ihnen gefordert wird – egal ob Tag oder Nacht.