

Matrix 2D Barcoded ScrewTop Tubes, 0.5 ml, steril

Innengewinde, konischer Boden, Polypropylene,
farbloser Deckel, Rack mit Barcode, 590µl



SCIENCE IS OUR BUSINESS

ThermoFisher
SCIENTIFIC

5 Racks à 96 Tubes (480 Stück)
Artikel-Nr.: 593744-BR | Thermo

562,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	Matrix
Codierung:	2D-Barcode, Rack mit Code
Farbe:	Deckel: farblos (Rack mit Barcode)
Format:	Rack im SBS Format
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Innengewinde
Sterilität:	steril
Verpackung:	5 Racks à 96 Tubes (480 Stück)
Volumen:	0.5 ml