

Gelloader 200 µl, 0.57 mm, Rundkopf

Länge 68 mm
DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: VT0196 | Biozym

42,60 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Spezialeigenschaften:	Gelloader, Rundkopf
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	1 Beutel à 1000 Stück

- Volumen: 200 µl
- Rundkopf
- Keine Graduierung
- Material: Polypropylen
- Länge: 68 mm
- Außendurchmesser: 0.57 mm