

Kühlschrank Box, faltbar, inkl. 25er Raster, natur

LxBxH= 133x130x75 mm, Material Polypropylen
25 x 5 ml GefäÙe, 22.6 mm Well-Durchmesser



Packung à 10 Stück
Artikel-Nr.: 730120 | Biozym

133,60 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager
Farbe: natur
Gefäßgröße: 5.0 ml
Stellplätze: 25
Verpackung: Packung à 10 Stück