

GeneReady Ultracool, 24 Well

Cooling function



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Stück
Artikel-Nr.: 551604 | Biozym

9.695,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kapazität (Tubes):24

Kategorie: Homogenisierer

Programmierbar: ja

Verpackung: 1 Stück

GeneReady - Homogenizer

Zellaufschluss, kühlen und zentrifugieren

Die Vorteile:

- 5,7" Farb-Touch Screen
- 24 x 2.0 ml Tubes
- Speicher für 99 spezifische Protokolle
- Geschwindigkeit: 2.0 bis 6.5 m/s
- Kühlung: 4 bis 35 °C
- Zentrifugation: max. 6.000 rpm
- 3 Versionen erhältlich:
 - GeneReady Standard: nur Zellaufschluss
 - GeneReady Ultracool: Inklusive Kühlung
 - GeneReady Ultimate: Inklusive Kühlung und Zentrifugation

GeneReady UltraCool

- **Probenkapazität:** 24 x 2.0 ml

- **Vibrationsgeschwindigkeit:** 2.0 bis 6.5 m/s, 0.05 m/s Schrittänderung
- **Kühlfunktion:** ja
 - **Temperaturkontrollbereich:** 4-35 °C
- **Zentrifugationsfunktion:** keine
 - **Zentrifugationsgeschwindigkeit:** n/a
- **Programmanzahl:** 99
- **Geräuschlevel:** 58 dB
- **Display:** 5,7" Farb-Touch Screen
- **Abmessungen:** 510 x 370 x 360 mm (LxBxH)
- **Spannungsversorgung:** 100V~120V / 200V~240V, 50/60 Hz
- **Gewicht:** 30 kg