

## GeneReady Ultimate, 24 Well

Cooling and Centrifugation (up to 6.000 rpm)



1 Stück

Artikel-Nr.: 551608 | Biozym

**12.995,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Kapazität (Tubes):**24

**Kategorie:** Homogenisierer

**Programmierbar:** ja

**Verpackung:** 1 Stück

**GeneReady - Homogenizer**

**Zellaufschluss, kühlen und zentrifugieren**

#### Die Vorteile:

- 5,7" Farb-Touch Screen
- 24 x 2.0 ml Tubes
- Speicher für 99 spezifische Protokolle
- Geschwindigkeit: 2.0 bis 6.5 m/s
- Kühlung: 4 bis 35 °C
- Zentrifugation: max. 6.000 rpm
- 3 Versionen erhältlich:
  - GeneReady Standard: nur Zellaufschluss
  - GeneReady Ultracool: Inklusive Kühlung
  - GeneReady Ultimate: Inklusive Kühlung und Zentrifugation

#### GeneReady Ultimate

- **Probenkapazität:** 24 x 2.0 ml

- **Vibrationsgeschwindigkeit:** 2.0 bis 6.5 m/s, 0.05 m/s Schrittänderung
- **Kühlfunktion:** ja
  - **Temperaturkontrollbereich:** 4-35 °C
- **Zentrifugationsfunktion:** ja
  - **Zentrifugationsgeschwindigkeit:** max. 6.000 rpm
- **Programmanzahl:** 99
- **Geräuschlevel:** 58 dB
- **Display:** 5,7" Farb-Touch Screen
- **Abmessungen:** 510 x 370 x 360 mm (LxBxH)
- **Spannungsversorgung:** 100V~120V / 200V~240V, 50/60 Hz
- **Gewicht:** 32 kg