

AccuGENE 1X PBS

Phosphat gepufferte Saline
1.7 mM KH₂PO₄, 5 mM Na₂HPO₄, 150 mM NaCl, pH 7.4



Lonza

1 Liter

Artikel-Nr.: 831225 | Lonza | Hersteller-Nr.: 51225

40,80 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: 1X

Kategorie: Puffer für Molekular- und Proteinbiologie

Produkttyp: PBS Puffer

Verpackung: 1 Liter