

LABeler Lab Printer

with Power Supply



Benchmark Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55L9010-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: L9010-E

240,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Produkttyp: Label Drucker

Verpackung: 1 Stück

Eine eindeutige Identifikation von Proben ist wesentlich in den meisten Laboren. Die Beschriftung mit einem Stift kann hierbei unzuverlässig und wenig dauerhaft sein – ein Ausdruck mit Hilfe eines Computers ist zeitintensiv.

Der LABeler™ Labordrucker verbindet die unmittelbare Verfügbarkeit eines Stiftes mit Qualität und Komfort eines großen Druckers.

Die Bedienung ist einfach: Eingabe der gewünschten Beschriftung über das Tastenfeld und Druck-Button drücken. Innerhalb von Sekunden haben Sie das fertige Label in der Hand.

- 12 verschiedene Label-Cassetten, unterschiedliche Breiten, Farben und Materialien
- Label für Stickstoff-Lagerung erhältlich
- Druckt auch Barcodes (CODE 39, CODE 128, EAN-8, etc.)
- Eingebauter Cutter schneidet Label
- Speichert bis zu 20 Labelvorlagen
- Produziert automatisch Label mit fortlaufender Nummerierung