

FITC Mouse IgG2a, kappa Isotype Ctrl

Mouse IgG2a, kappa
MOPC-173



BioLegend
From Revvity

500 µL

Artikel-Nr.: B981902 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 981902

161,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: MOPC-173
Format: FITC
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 500 µl

FITC Mouse IgG2a, kappa Isotype Ctrl

Clone: MOPC-173
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Other_Names:
Size: 500 µL

Reactivity:
Format: FITC
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=12882>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>