


## RotoBot Mini Programmable Rotator

incl. 2 holders each for 1.5, 15 and 50ml tubes



**Benchmark**  
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55R4040-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: R4040-E

**773,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

Display: ja  
Variable Drehzahl: ja  
Verpackung: 1 Stück

#### Technische Daten:

- **Geschwindigkeit:** Variabel, 1 bis 80 rpm
- **Kapazität**  
**55R4040:** 6 x 50, 10 x 15 oder 60 x 1,5 ml  
**55R4045:** 12 x 50, 22 x 15 oder 84 x 1,5 ml
- **Timer:** 1 Sek. bis 99 Std. 59 Min. / oder kontinuierlich
- **Operationstemperaturbereich:** +2 bis +70 °C
- **Abmessungen:**  
(B x T x H)  
29 x 13,7 x 19,9 cm (55R4040)  
41 x 13,7 x 19,9 cm (55R4045)
- **Gewicht:** 1,8 kg / 2,27 kg
- **Stromversorgung:** 100 V bis 240 V, 50-60 Hz, 3 A