

RotoBot Programmable Rotator

incl. holders for 1.5ml (5), 15ml (8) and 50ml (2)



Benchmark
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55R4045-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: R4045-E

1.188,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Display: ja
Variable Drehzahl: ja
Verpackung: 1 Stück

Technische Daten:

- **Geschwindigkeit:** Variabel, 1 bis 80 rpm
- **Kapazität**
55R4040: 6 x 50, 10 x 15 oder 60 x 1,5 ml
55R4045: 12 x 50, 22 x 15 oder 84 x 1,5 ml
- **Timer:** 1 Sek. bis 99 Std. 59 Min. / oder kontinuierlich
- **Operationstemperaturbereich:** +2 bis +70 °C
- **Abmessungen:**
(B x T x H)
29 x 13,7 x 19,9 cm (55R4040)
41 x 13,7 x 19,9 cm (55R4045)
- **Gewicht:** 1,8 kg / 2,27 kg
- **Stromversorgung:** 100 V bis 240 V, 50-60 Hz, 3 A