


1.5% Agarose Cassettes, dye-free, int. Standards

Pippin Prep, 250bp-1.5kb, Marker K



 sage science

3 Cassettes

Artikel-Nr.: 341CDF1503 | Sage | Hersteller-Nr.: CDF1503

257,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Art des Zubehörs: Cassettes
Trennbereich: 250bp-1.5kb
Verpackung: 3 Cassettes
Zubehör von: PippinPrep