

## 3% Agarose SDS Protein ELF Cass. with Marker 03

ELF, 10-300kDa, Marker 03



 sage science

4 Cassettes

Artikel-Nr.: 344ELP3004 | Sage | Hersteller-Nr.: ELP3004

**302,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

Art des Zubehörs: Cassettes  
Trennbereich: 10-300kDa  
Verpackung: 4 Cassettes  
Zubehör von: Sage ELF