

## 3% Agarose Cassettes, int. Standards, Marker 30G

PippinHT, 90-250bp, Marker 30G



 sage science

4 Cassettes

Artikel-Nr.: 343HTG3004 | Sage | Hersteller-Nr.: HTG3004

**475,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Art des Zubehörs:** Cassettes  
**Trennbereich:** 90-250bp  
**Verpackung:** 4 Cassettes  
**Zubehör von:** PippinHT