

Leerrack f. 0.5ml Matrix 2D Storage Tubes Barcode

Latch Rack mit Barcode (linear, 2D und numerisch)
auf der Längsseiten und beiden Stirnseiten



SCIENCE IS OUR BUSINESS

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Packung à 5 Stück
Artikel-Nr.: 594900-BR | Thermo

85,90 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	Matrix
Codierung:	2D-Barcode, linearer Barcode, numerischer Barcode
Format:	Rack mit Barcodes
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Rack leer
Verpackung:	Packung à 5 Stück